

**Prophylactic-rehabilitation chair
„KŁĘKOSIAD ERGO PRO” User Manual**

**Anleitung zur Montage und Bedienung des Präventiv-
und Rehabilitationskniestuhl ERGO PRO**

**Instrukcja montażu i użytkowania krzesła
profilaktyczno-rehabilitacyjnego KŁĘKOSIAD ERGO PRO**



User Manual number / Numer instrukcji: 048/2025/2
User Manual release date / Data wydania instrukcji: 7.04.2025

EN ENGLISH

page 2

DE DEUTSCH

strona 9

PL POLSKI

strona 16

I. GENERAL SAFETY AND USE OF THE PRODUCT.



1. Please read the User Manual before using the product.
2. Place the product on a flat surface before use.
3. Before using, make sure that the product does not wave or tilt.
4. Do not use the product if product components are malfunctioning or damaged.
5. Do not stand or jump on the product.
6. Do not put fingers or other body parts into the operating area of the adjustment mechanism.
7. Do not expose the product to strong sunlight.
8. Do not use the product in extreme temperature and humidity conditions.
9. Use the product only for its intended purpose.
10. Do not make any modifications or repairs to the product.
11. Only after meeting the above recommendations there are no contraindications to use the product.
12. Each serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products.

II. INTENDED USE OF THE PRODUCT.

The prophylactic-rehabilitation chair is intended for people with back injuries and with lumbar pain syndromes. The task of the chair is to relieve the intervertebral discs and back muscles in a sitting position. It also fulfills a preventive task in shaping the correct posture during long-term sitting work. Due to the multi-stage adjustment system, it allows you to assume a convenient position for people of various height.

People with other spine conditions or in case of any doubts are advised to consult a specialist doctor or chiropractic.

III. CLEANING AND MAINTENANCE.

The metal frame should be cleaned with a damp cloth and mild cleaning agents. Upholstered elements should be cleaned with generally available agents intended for cleaning upholstery. Do not use harsh chemicals.


IV. SAFETY CONDITIONS FOR THE ASSEMBLY.

1. Before use, make sure that all components are properly attached and tightened.
2. The chair should be folded by adults.
3. In case of finding any defects, immediately contact the manufacturer and do not use the chair until the defect is removed.

V. CONSTRUCTION AND TECHNICAL DATA.

Product components:







1. Frame – strong and durable made of carbon steel covered with a varnish coating.
2. Seat and knee support - made of 20 [mm] plywood and 75 [mm] polyurethane foam covered with a pleasant-to-touch soft and breathable PU material.
3. Two-stage regulation system based on pneumatic rod $\varnothing 80$ [mm]:
 - for the knee section in the range of 0-30 [°];
 - for the seat in the range of 0-24 [°].
4. Automatic backrest adjustment depending on the user's position.
5. Wheels with an additional PU layer and a locking system.




Width: 456 [mm]
 Length (depending on user setting): 513 - 570 [mm]
 Height (depending on user settings): 610 - 690 [mm]
 Loading capacity: 204 [kg]

VI. INSTALLATION


The assembly should be carried out with using the parts and tools attached to the product:




1. Press both ends of the pneumatic cylinder **G** into the prepared holes of the frame **J**.




2. Fix knee support section **H** to the frame **J** using the sleeves **E** and screws **A** with washers **C** provided with the kit.




3. Attach the seat I to the main frame J using the screws A provided with the kit.




4. Attach the armrests K to the seat I using the screws B provided with the kit.



5. Attach the backrest **F** to the seat **I** using the screws **A** provided with the kit.




6. Screw the wheels **L** clockwise into the prepared holes of the frame **J**.



7. Make sure that all supplied components have been used for assembly, and that the assembled product retains all functions provided by the manufacturer (adjustments, movement).

VII. USE OF THE CHAIR.



You should sit on the seat (as shown in drawing) and place your bent knees on the knee support. The correct height is when the knees are slightly extended forward within the lower cushion or slightly beyond it. The weight of the body is then distributed over the entire lower leg.

Start using the chair 15 to 30 minutes a day and gradually increase the time you sit. The time needed for the stress-free use of the chair varies, depending on individual characteristics, age, psyche and condition.

VIII. MEANING OF PICTOGRAPHS.

	Attention		Keep dry during storage		Manufacturer's name and address
	Maximum load		CE mark - product compliance with the requirements of the Medical Devices Regulation (MDR) 2017/745/EU		See the instruction manual for use
	Medical device		Importer		Date of manufacture
	Authorized Representative in the EC		Unique product identification code		

IX. WARRANTY CONDITIONS.

1. For the purposes hereof:
 - a) „Seller" shall mean HABYS Sp. z o.o. located in Jasło, Poland, at 16 Produkcyjna Street.
 - b) „Purchaser" shall mean the final Purchaser of the equipment.
 - c) „Authorised Service" shall mean the service maintained by the Seller.
2. The Seller shall ensure good quality and operation of the equipment for which the guarantee card has been issued for the period stated in the card.
3. Guaranteed repair shall not cover activities provided for in the instruction manual which should be performed by the Purchaser himself.
4. The guarantee shall not cover: damages to the equipment resulting from inappropriate usage or usage incompliant with the instruction manual, maintenance instructions, transportation instructions or additionally, any mechanical damages; colour differences between the parts exposed and not exposed to sunlight; impact of chemicals or abrasive agents, atmospheric pollution and accidental puncture, the presence of spots or rings on the oily or colouring substances (fats, creams, lotions or oils); permanent staining of some colouring agents, such as: ink, permanent markers or other non-colorfast dyes used in the production of clothing (for example: blue jeans).
5. The Purchaser shall lose their guarantee rights if: the Seller discovers that during the guarantee period, the equipment was repaired outside the authorised service; any design modifications were introduced thereto without the Seller's consent; the equipment was still used following the disclosure of a constructional defect.
6. In cases provided for in point 5, irrespective of the loss of guarantee rights, HABYS Sp. z o.o. shall not be responsible for any damage to property or person which might be caused by operation of such equipment.
7. Defects or damages to the structure of the equipment resulting from the equipment itself, disclosed during the guarantee period, shall be removed free of charge within 14 days of submission of the equipment to the Seller or authorised service. Costs of transportation shall be borne by the Purchaser, if complaint is justified.
8. In order to enjoy guarantee rights, it shall be necessary to fulfill the following four conditions jointly:
 - a) Production of an invoice or other proof of equipment purchase by the Purchaser;
 - b) Reporting the fault within 14 days of disclosure thereof;
 - c) Sending back the damaged equipment in an original packaging.
9. The guarantee period shall be extended by the guarantee repair time, counted from the date of delivering the equipment to the Seller or authorised service to the day on which the equipment is made available to the Purchaser to recover.
10. Identification of the manner and necessary scope of the repair shall be the responsibility of the Seller or authorised service.
11. The Purchaser shall be entitled to, at their discretion, the right to claim equipment replacement or reimbursement of the price paid if:
 - a) The Seller has not enabled the Purchaser to recover the equipment repaired within 14 days of the Purchaser's delivering the equipment to the Seller or authorised service.
 - b) Within the guarantee period, four repairs have been made and the equipment still reveals defects making it impossible to operate it in compliance with its destination.
12. Equipment replacement or reimbursement of the price paid shall require the Seller's consent each time.
13. The Seller shall not undertake responsibility for damages to the equipment aroused during transportation by a forwarding company. It is the Purchaser's obligation to inspect the technical condition of the equipment upon the reception thereof.
14. If transportation was commissioned by the Seller and the goods have been damaged, the Purchaser is obligated to:
 - a) let the Seller know in 3 day time from the date of delivery about any damages of equipment, which happened during transportation in order to enable the Seller to file a complaint with the forwarding company.
 - b) provide the Seller protocol of complaint which is written between the Purchaser and transportation company.
15. Terms of guarantee contained herein shall be the sole and original terms of guarantee for Habys products.
16. The warranty period is: construction 36 months, upholstery 24 months.

I. ALLGEMEINE SICHERHEIT UND VERWENDUNG DES PRODUKTES.

1. Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Legen Sie das Produkt vor Gebrauch auf eine ebene Fläche.
3. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Produkt nicht wackelt oder kippt.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine seiner Komponenten fehlerhaft oder beschädigt ist.
5. Stehen oder springen Sie nicht auf das Produkt.
6. Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile aus dem Arbeitsbereich des Verstellmechanismus fern.
7. Setzen Sie das Produkt nicht starkem Sonnenlicht aus.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen.
9. Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
10. Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Produkt vor.
11. Es gibt keine Kontraindikationen, das Produkt nur nach Erfüllung der oben genannten Empfehlungen zu verwenden.
12. Jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

II. BESTIMMUNG DES PRODUKTES.

Der Präventions- und Rehabilitationskniestuhl ist für Menschen nach Wirbelsäulenverletzungen und Lendenschmerzsyndromen bestimmt. Der Stuhl soll die Bandscheiben und die Rückenmuskulatur im Sitzen entlasten. Er dient auch präventiv der Bildung der richtigen Haltung bei längerer Sitzarbeit. Dank des mehrstufigen Verstellsystems ermöglicht er Menschen unterschiedlicher Körpergröße, eine bequeme Position einzunehmen.

Den Personen mit sonstigen Wirbelsäulenbeschwerden oder im Zweifelsfall wird empfohlen, einen Facharzt oder Chiropraktiker zu konsultieren.

III. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG.

Reinigen Sie die Metallstruktur des Stuhls mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln. Die gepolsterten Elemente sollen mit handelsüblichen Polsterreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.


IV. SICHERHEITSBEDINGUNGEN FÜR DIE MONTAGE.

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß befestigt und festgezogen sind.
2. Der Stuhl soll von Erwachsenen zusammengeklappt werden.
3. Wenden Sie sich bei festgestellten Fehlern sofort an den Hersteller und verwenden Sie das den Stuhl nicht, bis der Fehler behoben ist.

V. AUFBAU UND TECHNISCHE DATEN.

Bestandteile:

1. Gestell - eine starke und langlebige Struktur aus Kohlenstoffstahl, die mit einer Lackbeschichtung überzogen ist.
2. Sitz- und Kniestütze – hergestellt aus 20 [mm] Sperrholz und 75 [mm] dickem Polyurethanschaum, überzogen mit einem angenehm anzufassenden, weichen und atmungsaktiven PU-Stoff.
3. Zweistufiges Verstellsystem basierend auf einer Gasfeder 080 [mm]:
 - für den Kniebereich im Bereich von 0-30 [°];
 - für den Sitzbereich im Bereich von 0-24 [°].
4. Automatische Anpassung der Rückenlehne an die Benutzerposition.
5. Räder mit einer zusätzlichen PU-Schicht und einem Verriegelungssystem.



Breite: 456 [mm]



Länge (je nach Benutzereinstellung): 513 - 570 [mm]

Höhe (je nach Benutzereinstellung): 610 - 690 [mm]

Zulässige Gewichtsbelastung: 204 [kg]

VI. MONTAGE.

1. Die Montage sollte mit den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Teilen und Werkzeugen erfolgen:




K. Armlehnen 2 Stk.




L. Räder 4 Stk.

F. Lehne



H. Unterstützung des Kniebereichs




I. Sitz


G. Aktuator




J. Gestell




1. Schieben Sie beide Enden des Pneumatikzylinders **G** in die vorbereiteten Löcher im Hauptgestell **J**.




2. Befestigen Sie die Knieleiste **H** mit den enthaltenen Hülsen **E** und Schrauben **A** mit den Unterlegscheiben **C** am Gestell **J**.




3. Befestigen Sie den Sitz I mit den mitgelieferten Schrauben A am Hauptrahmen J.




4. Befestigen Sie die Armlehnen K mit den mitgelieferten Schrauben B am Sitz I.



5. Befestigen Sie die Rückenlehne F mit den mitgelieferten Schrauben A am Sitz I.



6. Schrauben Sie die Räder L im Uhrzeigersinn in die vorbereiteten Löcher im Haupttrahmen J.



7. Stellen Sie sicher, dass bei der Montage alle mitgelieferten Komponenten verwendet wurden und dass das zusammengebaute Produkt alle vom Hersteller vorgesehenen Funktionen (Einstellungen, Bewegung) beibehält.

VII. VII. BENUTZUNG DES STUHLIS.



Sie sollen auf dem Sitz sitzen (wie in der Zeichnung dargestellt) und Ihre gebeugten Knie auf die Kniestütze legen. Die richtig gewählte Höhe liegt dann vor, wenn sich die Knie leicht nach vorne innerhalb des unteren Kissens oder leicht darüber hinaus befinden. Das Körpergewicht wird dann auf den gesamten Unterschenkel verteilt. Sie sollten beginnen, den Stuhl täglich 15 bis 30 Minuten zu benutzen und die Sitzzeit schrittweise steigern. Die Zeit, die benötigt wird, um den stressfreien Umgang mit einem Stuhl zu erlernen, ist unterschiedlich und hängt von den individuellen Merkmalen, dem Alter, der Psyche und der körperlichen Verfassung ab.

VIII. BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME.



Achtung



Maximale Belastung



Medizinisches Produkt



Autorisierter Vertreter
in der Europäischen
Gemeinschaft



Während der Lagerung vor Feuchtigkeit
und Durchnässung schützen



CE-Kennzeichnung - Übereinstimmung des Produkts
mit den Anforderungen der Verordnung über
Medizinprodukte
Medizinprodukteverordnung 2017/745/EU



Importeur



Eindeutiger Produktidentifikationscode



Name und Anschrift des Herstellers



Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung



Herstellungsdatum

IX. GARANTIE.

1. Für die Zwecke dieses Dokuments:
 - a) „Verkäufer“ bedeutet die Firma HABYS Sp. z o.o. mit Sitz in Jasło, Straße Produkcyjna 16.
 - b) „Käufer“ bedeutet den Endkäufer des Produkts.
 - c) „Autorisierter Service“ bezeichnet den vom Verkäufer geführten Service.
2. Der Verkäufer gewährleistet gute Qualität und effizienten Betrieb der Geräte, für die eine Garantiekarte ausgestellt wurde, während des in dieser Garantie angegebenen Zeitraums.
3. Die Garantiereparatur umfasst nicht die in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Handlungen, zu deren Durchführung der Käufer verpflichtet ist.
4. Die Garantie deckt keine Schäden ab, welche durch unsachgemäße oder nicht der Bedienungsanleitung entsprechende Verwendung, Lagerung, Wartung oder Transport der Ausrüstung verursacht wurden, sowie Farbunterschiede zwischen Teilen, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nicht ausgesetzt sind, die Einwirkung von chemischen oder abrasiven Mitteln, Luftverschmutzung oder versehentliche Stiche, die Vorhandensein von Flecken oder Ringen von fettigen oder färbenden Substanzen (Fette, Cremes, Lotionen oder Öle), dauerhafte Färbung mit manchen Farbstoffen wie Tinten, Permanentmarkern oder anderen instabilen Farbstoffen, die bei der Herstellung von Kleidung verwendet werden (z.B. Blue-Jeans-Kleidung).
5. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.
6. Der Käufer verliert die Garantieansprüche:
 - a) wenn der Verkäufer feststellt, dass das Gerät während der Gewährleistungsfrist außerhalb des autorisierten Service repariert wurde,
 - b) bei baulichen Veränderungen am Gerät ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers,
 - c) bei Verwendung der Ausrüstung, nachdem ein Konstruktionsfehler entdeckt wurde.
7. Ungeachtet des vorstehend unter Pkt. 6 beschriebenen Verlusts von Garantieansprüchen haftet der Verkäufer auch nicht für Sach- oder Personenschäden, welche durch die Verwendung solcher Geräte verursacht werden können.
8. Die Garantie schließt oder beschränkt die Rechte, die sich aus der Nichteinhaltung der Ware mit dem Vertrag ergeben.
9. Der Umfang des Garantieschutzes ist auf das Gebiet Polens beschränkt.
10. Defekte oder Schäden an der Konstruktion des Geräts, die auf gerätebedingte Ursachen zurückzuführen sind und während der Garantiezeit festgestellt werden, werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Lieferdatum des Geräts an den Verkäufer oder einen autorisierten Service kostenlos behoben.
11. Die Ausübung der Garantieansprüche setzt die gemeinsame Erfüllung von vier Voraussetzungen voraus:
 - a) Vorlage durch den Käufer einer Rechnung oder eines anderen Kaufnachweises für das Gerät,
 - b) Meldung eines Mangels innerhalb von 14 Tagen nach seiner Feststellung,
 - c) Rücksendung des Geräts in der Originalverpackung auf Kosten des Käufers.
12. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparatur, gerechnet ab dem Tag der Lieferung des Geräts an den Verkäufer oder den autorisierten Kundendienst, bis zum Datum, an welchem das Gerät dem Käufer zur Übernahme zur Verfügung gestellt wurde.
13. Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur des Produkts oder im zweiten Fall auf den Ersatz des Produkts. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für indirekte Verluste oder Schäden.
14. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden am Gerät, die während der Erbringung der Transportleistung durch das Transportunternehmen verursacht werden. Der Käufer ist verantwortlich für die Überprüfung des technischen Zustands des Geräts bei Erhalt.
15. Wenn der Transport des Geräts vom Verkäufer in Auftrag gegeben wurde und das Gerät beschädigt wurde, soll der Käufer:
 - a) Transportschäden am Gerät innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Sendung dem Verkäufer mitteilen, damit der Verkäufer eine Reklamation beim Transportunternehmen einlegen kann,
 - b) dem Verkäufer ein zwischen dem Käufer und dem Transportunternehmen erstelltes Reklamationsprotokoll zur Verfügung stellen.
16. Die in diesem Dokument enthaltenen Garantiebestimmungen sind die einzigen und ursprünglichen Garantiebestimmungen für die Produkte von Habys.
17. Garantiezeit: Struktur 36 Monate, Polsterung 24 Monate.

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA KLĘKOSIADU.



1. Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu zapoznać się z instrukcją.
2. Przed użytkowaniem postawić produkt na płaskiej powierzchni.
3. Przed użytkowaniem upewnić się, że wyrób nie chwieje się, nie przechyla.
4. Nie użytkować wyrobu w przypadku stwierdzenia niepoprawnego funkcjonowania bądź uszkodzenia którejkolwiek z części składowych wyrobu.
5. Nie stawać ani nie skakać po wyrobie.
6. Nie wkładać palców i innych części ciała w obszar funkcjonowania mechanizmu regulacji.
7. Nie wystawiać produktu na działanie silnego promieniowania słonecznego.
8. Nie używać produktu w warunkach ekstremalnych zakresów temperatury i wilgotności otoczenia.
9. Używać produkt tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Nie wykonywać żadnych modyfikacji ani napraw wyrobu.
11. Brak przeciwwskazań do użycia wyrobu tylko i wyłącznie po spełnieniu powyższych zaleceń.
12. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

II. PRZEZNACZENIE KLĘKOSIADU.

Krześło profilaktyczno-rehabilitacyjne Klękosiad przeznaczone jest dla osób po urazach kręgosłupa i z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego. Zadaniem krzesła jest odciążanie w pozycji siedzącej krązków międzykręgowych i mięśni pleców. Spełnia również zadanie profilaktyczne w kształtowaniu prawidłowej postawy przy długotrwałej pracy siedzącej. Dzięki kilkustopniowemu systemowi regulacji pozwala przyjąć dogodną pozycję osobom o różnym wzroście.

Osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultacje u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

III. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

Konstrukcję metalową krzesła czyścić wilgotną ściereczką z zastosowaniem łagodnych środków myjących. Elementy tapicerowane czyścić przy użyciu ogólnodostępnych środków przeznaczonych do czyszczenia tapicerek. Nie należy używać agresywnych środków chemicznych.


IV. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU.

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo przymocowane i dokręcone.
2. Krześło powinny składać osoby dorosłe.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy bezzwłocznie skontaktować się z producentem i do czasu usunięcia usterki z krzesła nie korzystać.

V. BUDOWA I DANE TECHNICZNE.

Elementy składowe:

1. Stelaż – silna i wytrzymała konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej powłoką lakierniczą.
2. Siedzisko i podparcie kolanowe – wykonane ze sklejki 20 [mm] i pianki poliuretanowej o grubości 75 [mm] pokrytej przyjemnym w dotyku, miękkim i oddychającym materiałem PU.
3. Dwustopniowy system regulacji oparty na sprężynie gazowej $\varnothing 80$ [mm]:
 - dla odcinka kolanowego w zakresie 0-30 [°];
 - dla siedziska w zakresie 0-24 [°].
4. Samoczynna regulacja oparcia w zależności od ułożenia użytkownika.
5. Kółka jezdne z dodatkową warstwą PU i systemem blokady.



Szerokość: 456 [mm]



Długość (w zależności od ustawienia użytkownika): 513 – 570 [mm]

Wysokość (w zależności od ustawienia użytkownika): 610 – 690 [mm]

Dopuszczalne obciążenie: 204 [kg]

VI. MONTAŻ.

1. Montaż przeprowadzić przy użyciu załączonych do produktu części i narzędzi:




K. Podłokietniki 2 szt.




L. Kółka 4 szt.

F. Oparcie




G. Siłownik

H. Podparcie odcinka kolanowego




I. Siedzisko


J. Stelaż




1. Wcisnąć obydwie końce siłownika pneumatycznego **G** w przygotowane otwory głównego stelaża **J**.




2. Przymocować podparcie odcinka kolanowego **H** do stelaża **J** przy pomocy przygotowanych w zestawie tulei **E** i śrób **A** z podkładkami **C**.




3. Przymocować siedzisko I do ramy głównej J przy pomocy przygotowanych w zestawie śrób A.




4. Przymocować podłokietniki K do siedziska I przy pomocy przygotowanych w zestawie śrób B.



5. Przymocować oparcie F do siedziska I przy pomocy przygotowanych w zestawie śrób A.



6. Wkręcić kółka L w przygotowane otwory głównego stelaża J zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



7. Upewnić się, że do montażu wykorzystane zostały wszystkie dostarczone komponenty, a zmontowany wyrób zachowuje wszystkie funkcje przewidziane przez producenta (regulacje, ruch).

VII. UŻYTKOWANIE KRZESŁA.



Należy usiąść na siedzisku (zgodnie z rysunkiem) zaś ugięte kolana umieścić na podparciu podkolanowym. Prawidłowo dobrana wysokość to taka, kiedy kolana są lekko wysunięte do przodu w obrębie poduszki dolnej lub nieco poza nią. Ciężar ciała rozłożony jest wtedy na całe podudzie.

Należy rozpocząć używanie krzesła od 15 do 30 minut dziennie i stopniowo wydłużać czas siedzenia. Czas wdrażania się do bezstresowego używania krzesła jest różny, zależy od indywidualnych cech osobniczych, wieku, psychiki i kondycji.

VIII. ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW.



Uwaga



W czasie przechowywania chronić przed wilgocią i przemoczeniem



Nazwa i adres producenta



Maksymalne obciążenie



Znak CE – zgodność wyrobu z wymaganiami Rozporządzenia o wyrobach medycznych 2017/745/EU



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Wyrób medyczny



Importer



Data produkcji



Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

IX. GWARANCJA.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - a) „Sprzedawca” oznacza firmę HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, przy ulicy Produkcyjnej 16.
 - b) „Nabywca” oznacza finalnego Nabywcę sprzętu.
 - c) „Autoryzowany serwis” oznacza serwis prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została karta gwarancyjna, w okresie podanym w niniejszej gwarancji.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie.
4. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją: użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu sprzętu; różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego; wpływu środków chemicznych lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekuć; obecności plam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach, balsamach lub olejach); trwałego zabarwienia niektórymi środkami barwiącymi, takimi jak tusze, permanentne markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. niebieskich džinsów).
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 - a) stwierdzenia przez Sprzedawcę, że w okresie gwarancji sprzęt był naprawiany poza autoryzowanym serwisem,
 - b) dokonania w sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy,
 - c) używania sprzętu po ujawnieniu w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, w przypadkach opisanych w punkcie 6, Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu lub na osobie, jakie może spowodować używanie takiego sprzętu.
8. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium Polski.
10. Wady lub uszkodzenia konstrukcji sprzętu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do Sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu.
11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego spełnienia czterech warunków:
 - a) przedstawienia faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
 - b) zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,
 - c) odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy.
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do Sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu, do dnia w którym sprzęt został udostępniony Nabywcy do odbioru.
13. Gwarancja ogranicza się do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody.
14. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.
15. Jeżeli transport sprzętu był zlecany przez Sprzedawcę i sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:
 - a) zawiadomić Sprzedawcę w terminie do 3 dni od daty odbioru przesyłki o wszelkich uszkodzeniach sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia Sprzedawcy zgłoszenia reklamacji firmie transportowej,
 - b) dostarczyć Sprzedawcy protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i firmą transportową.
16. Zasady gwarancji zawarte w tym dokumencie są jedynymi i oryginalnymi zasadami gwarancji na produkty firmy Habys.
17. Okres gwarancji: konstrukcja 36-miesięcy, tapicerka 24-miesiące.



Manufacturer

JIANGSU SINTANG HEALTH & TECHNOLOGY CO., LTD
No. 61 South Xikang Road, Dafeng Zone,
Yancheng City, Jiangsu, China
Made in China

Authorized Representative

HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16,
38-200 Jasto, PL
www.habys.com