


PODGRZEWANA GŁOWICA MASAŻERA WIBRACYJNEGO

Bateria	900mAh
Czas ładowania	3-3.5 godz.
Wymagana ładowania	5V-2A
Wyjście	0.21-0.23A
Automatyczny czas wyłączenia	Po 15 minutach
Zakresy temperatur	Poziom 1: 44°C max Poziom 2: 56°C max Poziom 3: 61°C max



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naciśnij raz przycisk zasilania, wskaźnik ogrzewania zaświeci się, naciśnij przycisk zasilania po raz drugi i trzeci, kolejne dwa wskaźniki ogrzewania zaświecą się jeden po drugim.

Wyłączenie zasilania następuje po przytrzymaniu przycisku zasilania przez ok. 3s. Niebieskie światło wskaźnika zasilania sugeruje, że bateria jest w normalnym stanie; czerwone światło wskaźnika zasilania sugeruje, że bateria jest niska i należy ją naładować.

Lampka wskaźnika zasilania świeci na czerwono podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na niebieski.